



这款200万像素的高亮度彩色显示器非常适合精确显示CT、MRI和CR灰阶影像以及3D彩色渲染和核医学扫描等彩色影像。该显示器采用全新的设计和独有的艺卓技术，为医疗专业人员提供高质量的显示效果和高舒适度的使用感度。

- 使用艺卓Sharpness Recovery技术获取清晰的图像
- 全新用户友好设计，新颖、整洁
- 减少尺寸、边框纤薄，节省工作空间
- 配备高效LED背光，降低功耗
- 在明亮的照明环境中减少影响图像清晰度的反光
- 使用菊花链连接提供便捷的多显示器配置
- 集成前置传感器方便轻松管理质量控制
- 在整个屏幕获取稳定的图像
- 人体感应传感器节省能耗



RadiForce® RX250

Sharpness Recovery

所有高亮度LCD面板都会随着像素孔径比的逐渐变大而导致原始图像清晰度下降。艺卓独有的Sharpness Recovery技术可恢复图像画面中丢失的信息，以最大清晰度显示图像。

创建理想环境

显示器的黑色前边框非常适合在暗室内观看屏幕，从而更易于专注于图像，同时显示器侧面独创的白色条纹呈现清新、整洁的外观美感。

时尚的机身设计，节省工作空间

显示器的宽度、高度和深度尺寸分别减少了15 mm、37.5 mm和45.5 mm——比前一代型号尺寸减小了27%，节省更多工作空间。应用双屏显示器并排查看影像时，超薄边框可减少眼睛移动范围。

节省功耗

显示器采用配备高效节能的LED背光的新面板，与前型号相比，功耗可降低27%。

(艺卓内部基于推荐亮度为 400 cd/m² 的测量结果)

减少影响图像清晰度的反光

防反光 (AR) 涂层可大幅减少外部光线产生的反射，而不影响显示器的发光。该技术同样将对比度的损失降至最低，而对比度的损失会导致黑色在防眩光 (AG) 涂层作用下出现褪色。这就使防反光 (AG) 涂层非常适合周围照明比较明亮的环境。

便捷的多显示器配置

您可以使用显示器的DisplayPort输出连接按照菊花链顺序驱动多台显示器。这样即可配置多台显示器，并且无需繁杂的布线工作。

轻松管理质量控制

前边框内的集成前置传感器 (IFS) 可测量亮度和灰阶色调，并校准到DICOM Part 14标准。免手持IFS可自动执行质量控制任务，使用时不会影响可视区域。这大大减少了显示器质量控制维护的工作量和维护成本。

在整个屏幕获取稳定的图像

液晶显示器的特性导致屏幕不同部分的亮度和色度波动，数字均匀均衡 (DUE) 功能可帮助均衡这一问题，以呈现更为平滑的图像。

离开时节省能耗

人体感应传感器会在用户离开时提示显示器切换到节能模式，并会在用户返回时立即恢复运行，以便在显示器不使用时节约能耗。在最新的 RadiForce 型号中，传感器运用热传感方法检测用户是否存在。与传统检测方法相比，该方法可扩大检测范围和角度，提高多屏显示环境下的使用效率。

所有产品名称均为其各自公司的商标或注册商标。
EIZO、RadiForce、RadiCS和RadiNET是艺卓公司的注册商标。
规格如有变更，恕不另行通知。


版权所有© 2017 EIZO Corporation。保留所有权利。

规格

型号选择	RX250: 防眩光涂层 RX250-AR: 防反射涂层
机身颜色	黑色
面板	类型 Color (IPS) 背光类型 LED 尺寸 54 cm / 21.3" 物理分辨率 1200 x 1600 (3:4 长宽比) 显示尺寸 (水平 x 垂直) 324.0 x 432.0 mm 点距 0.270 x 0.270 mm 显示色彩 10 位色彩 (DisplayPort) : 10.7 亿色彩 (最大) 8位色彩: 1677 百万色彩选自 680 亿调色板
可视角度 (水平/垂直, 标准)	178° / 178°
亮度 (标准)	800 cd/m ²
校准时推荐亮度	400 cd/m ²
对比度 (标准)	1400:1
响应时间 (标准)	20 ms (开/关)
视频信号	输入端口 DVI-D x 1, DisplayPort x 1 输出端口 DisplayPort x 1 (菊花链) 数字扫描频率 (水平/垂直) 31 - 100 kHz / 59 - 61 Hz 帧同步模式: 59 - 61 Hz
USB	功能 1 个上行端口, 2 个下行端口 标准 USB 2.0
功率	电源要求 AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz 最大功耗 79 W 标准功耗 38 W 节电模式 少于 1 W 电源管理 DVI DMPM, DisplayPort 1.2a
传感器	背光传感器, 集成前置传感器, 人体感应传感器, 环境光传感器
特性和功能	亮度校准 Yes 数字均匀均衡器 Yes 预设模式 CAL Switch OSD 语言 英语, 法语, 德语, 意大利语, 日语, 简体中文, 西班牙语, 瑞典语, 繁体中文
产品规格	净重 8.2 kg 净重 (不包括底座) 5.4 kg 安装孔距 (VESA 标准) 100 x 100 mm
认证及标准	CE (医疗设备指令), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC (请联系艺卓公司或联强国际获取最新信息。)
FDA 510(k) 认可	符合 (普通 X 光放射*)
附件	AC电源线、信号线(DVI-D - DVI-D、DisplayPort - DisplayPort)、USB 数据线、Utility光盘 (RadiCS LE、PDF 使用手册、PDF 安装手册)、使用指南
质保	5年

*不支持乳腺断层扫描图像显示。

尺寸 (单位: mm)



关注艺卓官方微信



关注艺卓官方微博



艺卓中国网站: www.eizo.com.cn
产品查询: info@eizo.com.cn
技术支持: tech@eizo.com.cn
销售及产品查询: 400-819-8889
售后及技术支持: 400-670-9980



联強國際

正品行货 信心承诺
www.synnex.com.cn